



**28.01.2022**

## **Produktwechsel**

Seit dem 10. Januar 2022 wird für die Kinder in der KiBiz-geförderten Kindertagesbetreuung ein neuer Lolli-Selbsttest zur Verfügung gestellt, für den höhere Werte in der Sensitivität ausgewiesen sind und für den darüber hinaus bereits die Bestätigung des Herstellers vorliegt, dass er auch auf die Omikron Variante anspricht. Bei dem Test handelt es sich um folgendes Produkt: Selbsttest in 1er VPE, COVID-19 Antigen-Schnelltest-Kit (kolloidales Gold) (auch unter der englischen Bezeichnung COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) zu finden) zur Eigenanwendung für Speichelabstrich Schnelltest, Hersteller: Xiamen AmonMed Biotechnology Co.,Ltd.

Der Test erfolgt durch eine Probenentnahme ausschließlich im Mundraum (Lollitest). Die Gebrauchsanweisung des Produkts ist in der deutschen und der englischen Sprache als Anlage beigefügt. Weitere Sprachen finden Sie unter folgendem Link: <https://www.medical-schreiner.de/logistik.php>.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Lagerung. Danach sollte das Testkit bei 2 - 30 °C gelagert werden. Die richtige Anwendung des Tests ist zur Vermeidung ungenauer Testergebnisse unerlässlich.

Mit dem Produktwechsel hat sich auch die Testfrequenz auf drei Tests pro Woche erhöht. Entsprechend wurden die Lieferungen automatisch erhöht.